

Sani-24[®]

GERMICIDAL SPRAY

Use on hard, nonporous environmental surfaces.
Use for soft surface sanitization.

Uselas en superficies ambientales duras y no porosas.
Usos para desinfección de superficies suaves.



GENERAL GUIDELINES FOR USE INSTRUCCIONES GENERALES DE USO



1. Hold grip section of bottle under spray nozzle.

Sostenga la sección de agarre de la botella debajo de la boquilla rociadora.



2. Turn nozzle to "ON" setting.
Gire la boquilla hasta el ajuste "ON" (Abierta).



3. If present, remove heavy soil loads prior to disinfecting.

En caso de presencia de mucha suciedad, límpiela antes de desinfectar.



4. Position spray bottle toward untreated surface. Using index finger, squeeze trigger to dispense liquid.

Oriente la botella de aerosol hacia la superficie sin tratar. Con el dedo índice, apriete el gatillo para dispensar el líquido.



5. To Disinfect: Spray Sani-24[®] Germicidal Spray 6-8 inches from surface. Ensure even coverage and thorough wetness. Let stand for one (1) minute.

Para desinfectar: Rocíe el Aerosol germicida Sani-24[®] a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y mojar bien. Deje reposar el producto por un (1) minuto.



6. For Continuously Active Disinfection (CAD) for 24 Hours: Spray Sani-24 Germicidal Spray 6-8 inches from surface. Ensure even coverage and thorough wetness. Allow to air dry. Use of this product should not alter standard cleaning and disinfection practices. If surface treated with Sani-24 Spray is subsequently cleaned with anything other than Sani-24 Spray, Sani-24 Spray must be reapplied for Continuously Active Disinfection.

Para Desinfección activa continua (CAD*, por sus siglas en inglés) por 24 horas: Rocíe el Aerosol germicida Sani-24 a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. Asegúrese de cubrir de manera uniforme y mojar bien. Deje secar al aire. El uso de este producto no debe modificar las prácticas estándar de limpieza y desinfección. Si, posteriormente, limpia la superficie tratada con Aerosol Sani-24 con cualquier otro producto que no sea el Aerosol Sani-24, deberá volver a aplicar este último para contar con Desinfección activa continua.



7. Soft Surface Sanitization: Hold container 6-8 inches from surface until thoroughly wet. Let stand for 10 seconds. Let air dry.

Desinfección de superficies suaves: Sostenga el recipiente a entre 6 a 8 pulgadas de distancia de la superficie y rocíe hasta mojarla bien. Deje reposar por 10 segundos. Deje secar al aire.



*24 hour protection for: Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis VRE (Vancomycin resistant enterococcus), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MRSA (Methicillin Resistant)

*Protección por 24 horas contra: Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis ERV (enterococo resistente a la vancomicina), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus SARM (resistente a la meticilina)

Refer to device manufacturer's instructions for use prior to using.

Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso del fabricante del dispositivo.

©2020 PDI PDI01201059
400 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677
800.999.6423 pdihc.com

PATIENT CARE

INTERVENTIONAL CARE

ENVIRONMENT OF CARE

+ PDI[®]
BE THE DIFFERENCE[™]